

Blutzuckermessung

Blutzuckermessgerät ACCU-CHEK Performa



- 1 Ein/Aus/Set-Taste
- 2 Display
- 3 Rechts- und Links-Pfeiltasten
- 4 Teststreifeneinschub
- 5 Batteriefachdeckel
- 6 Infrarotfenster

Messwert in mg/dl (Milligramm pro Deziliter)

Zubehör



Goldenes Ende
Führen Sie den Teststreifen mit diesem Ende voran in das Messgerät ein.

Gelbes Fenster –
Berühren Sie diese Stelle mit Blut oder Kontrolllösung.



Alkoholtupfer

Teststreifen

Einmal-Stechhilfe

Zellstofftupfer

Pflaster

Kontamedbox