


# Larynx-Tubus LTS-D (suction disposable)

LTS-D Größe	Konnektor-farbe	Patienten-größe
3	gelb	< 155 cm
4	rot	155 - 180 cm
5	violett	> 180 cm




## Zubehör

	Kochsalzlösung (NaCl)		Beissblock		Absaugkatheter
	Cuffspritze		elastisches Fixierband		Universalbeutel

# Guedel-Tubus

Farbcodierung | Größe



Größenauswahl:  
Abstand vom Mundwinkel zum Ohrläppchen

Verwendung von Larynx- / Guedel-Tubus nur beim Erwachsenen mit Atem-Kreislauf-Stillstand